

ENFit™ flergångsspruta (DASH 3® Plus)

Enterala sprutor med ENFit-fattning i 10 ml, 20 ml och 60 ml
För användning till samma patient



ENFit™ flergångsspruta (DASH 3® Plus)

ENFit-flergångssprutor är enterala sprutor som används som tillbehör till sondmatningssystem. De är till för medicinering, spolning med vatten samt bolusmatning.

Sprutorna har en ENFit-fattning som passar till hela ENFit-systemet (aggregat, sonder och övriga infarter). Sprutorna passar inte i luerinfarter.

Sprutorna är osterila efter första användningen och de får inte användas på mer än en patient.

Sprutorna kan återanvändas på samma patient under förutsättning att de rengörs enligt tillverkarens rekommendationer (se separata rengöringsinstruktioner). Sprutorna kan användas upp till 7 dagar i följd.

SPRUTORNA SKA KASTAS NÄR ANTINGEN:

- Graderingen blir otydlig eller börjar försvinna
- Kolven blir trög att använda
- Sprutan har använts i 7 dagar

SPRUTORNA FINNS I TRE STORLEKAR:

- 10 ml (centrerad spets)
- 20 ml (centrerad spets)
- 60 ml (excentrisk spets)

Sprutorna är sterilt förpackade och fria från ftalater, DEHP, latex och PVC.

BESTÄLLNING

ENFit-flergångssprutor kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Produkt	Best nr	Antal/förp
ENFit-flergångsspruta 10 ml	90 04 80	30 st
ENFit-flergångsspruta 20 ml	90 04 81	30 st
ENFit-flergångsspruta 60 ml	90 04 91	30 st

