

Solna maj 2017

Produktnyhet – ENFit flergångsspruta (Dash 3 Plus)


Från och med mitten av maj kommer Nutricia byta ut nuvarande 60 ml ENFit flergångsspruta med centrerad spets till excentrisk spets.

En spruta med excentrisk spets har en del fördelar jämfört med en centrerad spets. Exempel på detta kan vara:


- mindre risk för vacuum
- lättare att komma åt mat/medicin som ligger kvar i kanterna på botten av en kopp
- mindre risk för "kladd" på utsidan av sprutan



Centrerad spets



Excentrisk spets



Övriga storlekar, dvs 10 och 20 ml, kommer behålla sin centrerade spets då fördelarna med en excentrisk spets ökar med större storlekar. Observera att 60 ml sprutan kommer byta artikelnummer i och med övergången till den excentriska designen. Vänligen se nedan för mer information.

Namn	Storlek	Artikel nr	Antal/förp.
ENFIT FLERGÅNGSSPRUTA	60 ml	900482	30 st
ENFIT FLERGÅNGSSPRUTA	20 ml	900481	30 st
ENFIT FLERGÅNGSSPRUTA	10 ml	900480	30 st



Uppdaterad information				
Namn	Storlek	Nytt artikel nr	EAN-kod	Antal/förp.
ENFIT FLERGÅNGSSPRUTA (excentrisk spets)	60 ml	900491	8716900572227	30 st
ENFIT FLERGÅNGSSPRUTA	20 ml	900481	8716900570766	30 st
ENFIT FLERGÅNGSSPRUTA	10 ml	900480	8716900570742	30 st

BESTÄLLNING

ENFit-flergångssprutor kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt via telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330, e-post: order@nutricia.se eller webshop: www.nutricia.se/order

Du är alltid välkommen att kontakta Nutricia på telefon 08-24 15 30 eller e-post info@nutricia.se

Med vänliga hälsningar
Nutricia