

Framtiden för
enteral nutrition
är lila



Nytt från **NUTRICIA**

Vi sätter den nya standarden

Säkerhet

- ▶ **Oslagbar precision**
 - Exakt enteral pumpteknik
- ▶ **Automatiskt friflödesskydd**
 - Automatiskt skydd som hindrar felaktig administration av sondnäring
- ▶ **Nutricias sondmatningssystem minskar risken för kontamination^{1,2,3}**
 - Klinisk dokumentation för Nutrison[®] Pack och DEHP-fria Flocare[®] sondmatningsaggregat
- ▶ **Manipulerings säker**
 - Låsbara knappar
- ▶ **Lilafärgad**
 - Endast för enteral matning





Enkelhet



Lätt att rengöra

- Kan rengöras under rinnande vatten



Enkel, stor, självförklarande display

- Hjälper användaren och underlättar vid felsökning



Enkel automatisk fyllning

- Endast en lätt tryckning för att fylla aggregatet



Enkel att ladda

- Pumpkassetten kan endast sättas in på ett sätt



Dubbelminne

- Programmerat sondmatningsprogram och levererad volym visas även när pumpen har varit avstängd

NUTRICIA
flocaise[®] Infinity[™]

Fokus på säkerhet och enkelhet

Användarvänlig

Ett unikt utbildningsprogram

▶ Virtuellt on-linepump eller CD ROM

Lättillgänglig interaktiv utbildning och självutvärdering för användarna

www.flocareinfinity.com



För maximal rörlighet

Möjlighet att välja mellan olika tillbehör.



Flocaire® InFINITY™ Carry Bag

Ryggsäck lämplig för alla tillfällen

- Stabil
- Lätt
- Enkel att rengöra



Flocaire® InFINITY™ Bear Bag

Praktisk och rolig för mindre barn

- Mjuk och behaglig
- Går att maskintvätta

NUTRICIA
flocaire® InFINITY™

Fokus på säkerhet och enkelhet

Den idealiska lösningen

Möjlighet att välja mellan olika Flocare® aggregat som kan kopplas till alla sorters sondnärings.

▶ Flocare® Infinity™-pumpen, pumpaggregat och tillbehör

- DEHP-fria sondmatningsaggregat innehåller en säkrare mjukgörare för att förbättra patientsäkerheten
- Lilafärgade aggregat som är lätta att känna igen
- Lätta att särskilja från intravenösa system



▶ Omfattande sortiment av sondnärings:

- Nutrison®-sortimentet
- Sjukdomsspecifika sondnärings
- Barnsondnärings





Det säkra systemet
Nutrison® Pack och
Flocare® minimerar
kontaminations-
risken^{1,2,3}



Det mest kompletta och
användarvänliga systemet
för säker administration
av sondnäring

NUTRICIA
flocare® Infinity™

Fokus på säkerhet och enkelhet

Teknisk information



Flexibel programmering

- Kontinuerlig sondmatning: 1-400 ml/tim i steg om 1 ml
- Intermittent matning: 1-4000 ml i steg om 1 ml
- Inställningsläge: Varierande alternativ för att minimera störningar för patienter.
 - Larmnivå: högt/lågt
 - Ljudlös eller pipsignal vid levererad dos
 - Bakgrundsbelysning: på/av
- Kontroll och service: Endast vartannat år.

Artikelnummer:

Flocare® Infinity™ pump (1 pump)	8306
Flocare® Pack Infinity™ pumpaggregat (30 aggregat/frp)	204400
Flocare® Universal Pack Infinity™ pumpaggregat (30 aggregat/frp)	204402
Flocare® Mobile Infinity™ Packaggregat (30 aggregat/frp)	204401
Flocare® Infinity™ Carry Bag	765596
Flocare® Infinity™ Bear Bag	765595
Flocare® Infinity™ Ministativ (1 stativ/frp)	8312

Infinity™-teknologin har fått pris



Beställning:

Flocare® Infinity™-pumpen samt Carry Bag och Bear Bag beställs direkt från Nutricia på tel: 08-24 15 30. Fax: 08-24 18 80. Alla aggregat samt Ministativet beställs från Kronans Droghandel AB, tel. 0171-41 49 80. Fax: 0171-41 49 99

Referenser:

1. Beattie TK, Anderton A. Microbiological evaluation of four enteral feeding systems which have been deliberately subjected to faulty handling procedures. *J Hosp Infect* 1999;**42**:11-20.
2. McKinlay J *et al.* The effect of system design on bacterial contamination of enteral tube feeds. *J Hosp Infect* 2001;**47**:138-142.
3. Krüpe H, Radziwill R. Ernährungssysteme und bakterielle Kontamination enteraler Nahrung. *Krankenhauspharmazie* 2003;**24**:130-134.

NUTRICIA

Nutricia Nordica AB
Box 1348, 111 83 Stockholm
Tel: 08-24 15 30 • Fax: 08-24 18 80
E-post: info@nutricia.se • www.nutricia.se



Fokus på säkerhet och enkelhet