

Flocare[®] aggregat

Droppaggregat – för enteral matning utan nutritionspump

- **Flocare[®] Universal Pack Infinity Droppaggregat** – Passar till alla sondnäringsförpackningar på marknaden

Pumpaggregat – för enteral matning med nutritionspump

- **Flocare[®] Pack Infinity Pumpaggregat** – Passar till Pack
- **Flocare[®] Universal Pack Infinity Pumpaggregat** – Passar till alla sondnäringsförpackningar på marknaden
- **Flocare[®] Mobile Pack Infinity Pumpaggregat** – Passar till Pack för mobil användning



Droppaggregat – för enteral matning utan nutrivionspump

- **Flocare® Universal Pack Infinity Droppaggregat** – Passar till alla sondnäringsförpackningar på marknaden


Aggregat för enteral matning. En hygienisk och enkel lösning för patienter som inte behöver nutrivionspump.

Aggregatet är av mjukt och smidigt material vilket ger ett följsamt aggregat och en lättmanövrerad rullklämma.

Flocare Universal Pack Infinity Droppaggregat är ftalatfritt.

Aggregaten är lila för att markera skillnaden mellan enterala aggregat och intravenösa aggregat.

Flocare Universal Pack Droppaggregat passar till alla sondnäringsförpackningar på den svenska marknaden.




Pumpaggregat – för enteral matning med nutrivionspump

- **Flocare® Pack Infinity Pumpaggregat** – Passar till Pack
- **Flocare® Universal Pack Infinity Pumpaggregat** – Passar till alla sondnäringsförpackningar på marknaden

Aggregat för enteral matning. Används tillsammans med Flocare Infinity nutrivionspump. Den lila färgen på aggregaten gör tydlig skillnad mellan enterala och intravenösa system.

Aggregaten är självklart ftalat-fria och de är dessutom utrustade med ett automatiskt friflödesskydd.



- **Flocare® Mobile Pack Infinity Pumpaggregat** – Passar till Pack för mobil användning

Flocare Mobile Pack Infinity Pumpaggregat är ett kortare aggregat, har ingen droppkammare och är konstruerade för användning i Flocare Infinity Carry Bags.

Den lila färgen på aggregaten gör tydlig skillnad mellan enterala och intravenösa system. Aggregatet är ftalat-fri och har ett automatiskt friflödesskydd.



Alla tre pumpaggregaten har en tvåvägskran och ett patenterat automatiskt friflödesskydd för patientens säkerhet.

Beställning:

Flocare® aggregaten kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från Oriola KD Health Care AB, Box 900, 745 25 Enköping.
Tel: 0771-999 888 • Fax: 0171-41 49 99
E-post: ks.sjukvard@oriola-kd.se

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Droppaggregat:		
Flocare Universal Pack Droppaggregat	21 00 19	30 st
Pumpaggregat:		
Flocare Pack Infinity Pumpaggregat	20 44 00	30 st
Flocare Universal Pack Infinity Pumpaggregat	20 44 02	30 st
Flocare Mobile Pack Infinity Pumpaggregat	20 44 01	30 st