



PRODUKTFAKTA:

Väst för barn i åldrarna 1–3 år.

Västen är sydd i mjuk 100 % bomullstrikå.

Tvättas i 60 ° C.

Nutritionspump och matflaska stoppas in i fastsydda fickor på västens fram- och baksida. Pumpen fästs med kardborreband i fickan för att hållas på plats. Fickorna spänns sedan åt med hjälp av reglerbara band.

Pris: 1.200:- inkl moms

Beställning görs via:

YLVAS SKAPARLUST Ylva Wibell | tel 0730-50 40 40 | e-post: ylva.wibell@liv.se

Framsidesbild: Efter dans med mamma och en tur på gunghästen är det dags för Tim att plocka fram det som lockar mest – bilarna. | layout Whiter Shade AB, foto Benjamin Goss 2009

NUTTEVÄST

hjälpmedel för barn med nutritionspump och sondnäring



”När vår son Tim var tio månader gammal upptäckte läkarna att han hade cancer i båda njurarna. Efter strålning och operation sjönk aptiten, Tim slutade äta och var tvungen att sondmatas. Efter ett halvår fick han en pump vilket gjorde det lättare för oss föräldrar eftersom vi slapp hålla reda på mängden mat han skulle få i sig, men som **inte** gjorde livet lättare för Tim. För ett barn med massor av spring i benen är det fruktansvärt jobbigt att hela tiden se upp så man inte trasslar in sig i slangar – eller ännu värre, att de åker av. Det innebar ett ständigt passande.

Tack vare Nuttevästen kan Tim nu röra sig fritt och leka som andra barn. Han till och med spelar fotboll! Hela hans person växte i och med den nyvunna friheten och han blev mer självständig och fick större självkänsla. Det var fantastiskt att se. Nuttevästen har inneburit en enorm frihet för både Tim och oss. Att den är lätt att bära, lätt att sätta på och ta av och lätt att sköta gör den till en verklig guldprodukt i vår vardag!”

Sofia Weghammar
/mamma till Tim 3,5 år/

Nuttevästen

Frihet och säkerhet med maximal rörlighet!

Med Nuttevästen slipper barnet vara bundet vid droppställning utan kan röra sig och leka som vanligt. Nutritionspumpen ligger säkert på plats tack vare kardborreband i en ficka på västens mage och maten kommer från en matflaska som är fastsatt i en ficka på ryggen.

Tack vare västens konstruktion fördelas vikten jämt både fram och bak.

Detta förhindrar de slitningar på ryggen som en tung ”ryggsäck” kan ge upphov till.

Västen är tillverkad i mjuk bomullstrikå vilket gör den enkel att sätta på, lätt att bära och skön att ha på kroppen. När västen blir smutsig stoppar du den bara i tvättmaskinen.

Enkelt, smidigt och bekvämt.

