

Flocare[®] Container

Container 500 ml och 1000 ml



Flocare® Container, 500 ml och 1000 ml

Flocare® Container, tillsammans med sondmatningsaggregat, är ett öppet system som kan användas för administration av vatten eller specialblandningar i samband med sondmatning.

Flocare® Container är en stabil container i mjuk plast tillverkad av polyethylene (LDPE). Flocare® Container finns i två storlekar, 500 ml och 1000 ml och kan användas tillsammans med samtliga aggregat från Nutricia på grund av dubbla skruvhuvuden. Containern har en plan botten och står stabilt på jämnt underlag vid fyllning. Flocare® Container är engångsmaterial

Flocare® Container, 500 ml är idealisk för barn då den är speciellt utformad för att användas i kombination med Ryggsäckar i Flocare® sortimentet: -Mini Bag, -Infinity Bear Bag och -Infinity Carry Bag



Beställning:

Flocare® Container, 500 ml och 1000 ml kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från Kronans Droghandel AB, Box 900, 745 25 Enköping.
Tel: 0171-758 758 • Fax: 0171-41 49 99
E-post: ks.sjukvard@kd.se

Produkt	Antal/Förp och Apotek	Best. nr KD
Flocare Container, 500 ml	10 st	76 55 11
Flocare Container, 1000 ml	10 st	75 98 03

Övriga tillbehör		
Flocare Infinity Carry Bag	1 st	76 55 96
Flocare Mini Bag	1 st	75 71 04
Flocare Infinity Bear Bag	1 st	76 55 95
Flocare Z-stativ, bordsstativ	1 st	75 06 25